MEDBOX


SISTEMA DE COMPARTIMENTO INTELIGENTE







KOALA KORP



PROBLEMÁTICA

Cerca de 30% a 50% dos idosos não tomam seus medicamentos conforme prescrito, muitas vezes devido ao esquecimento ou confusão com os horários de dosagem.

Fonte: National Institutes of Health (NIH)

- Estudos sobre adesão ao tratamento medicamentoso em idosos.

PRINCIPAIS CONSEQUÊNCIAS PARA O IDOSO:




Risco de confusões e erros;




Complicações na saúde, como aumento no risco de queda, descontrole de doenças crônicas e entre outras;




Diminuição na adesão ao tratamento;





SOLUÇÃO



Projeto Medbox: Compartimento Inteligente

- Sistema com alertas sonoros e visuais (Buzzer e LEDs)
- Lembra o usuário dos horários corretos dos medicamentos
- Evita esquecimentos e confusões
- Controle e cadastro via aplicativo móvel

ARQUITETURA



REQUISITOS FUNCIONAIS ESSENCIAIS

- Configuração de Alertas via Aplicativo Mobile
- Detecção de Presença via Sensor Ultrassônico
- Monitoramento de Umidade com Sensor DHT11



ITENS OBRIGATÓRIOS DO DOD

- Integração com sensores e atuadores
- Documentação do código



COMPONENTES-CHAVE

- Buzzer/LED
- Sensor Ultrassônico
- Sensor DHT11



LINGUAGENS DE PROGRAMAÇÃO E TECNOLOGIAS UTILIZADAS

• Dart

SQL lite


• C++

• hiveMQ

flutter




ARQUITETURA




PROTOTIPAGEM
ETESTES

S32
Medbox





PROTOTIPAGEM ETESTES



- Problema inicial: O banco de dados n\u00e3o registrava os lembretes corretamente.
- Correção: Atualização das dependências do app para corrigir a comunicação com o banco de dados.
- Funcionamento: Após a correção, os dados foram registrados corretamente no banco e enviados à nuvem.
- Ação correta do ESP32: O dispositivo processou os dados e acionou LEDs e buzzer como esperado.
- Reconexão: O dispositivo reconectou automaticamente após falha de conexão.
- Tempo de resposta: O tempo de resposta foi adequado (inferior a 3 segundos).

RESULTADOS E AJUSTES

CONCLUSÃO

Agora que você tem uma visão geral da Borcelle, os próximos passos incluem:

1 COMPLETAR A DOCUMENTAÇÃO DE INTEGRAÇÃO

PARTICIPAR DE REUNIÕES INDIVIDUAIS COM SUA EQUIPE

EXPLORAR NOSSOS RECURSOS ADICIONAIS DISPONÍVEIS PARA OS FUNCIONÁRIOS



Medbox

Precisão em cada dose, Tranquilidade em cada dia.